

mē™



user guide
manuel de l'utilisateur
guía del usuario
دليل المستخدم

Table of contents

Introduction	3
What is the intended use for mē?	3
mē system	4
Important safety information	7
When not to use mē /contraindications	7
Warnings	9
Possible side effects and skin reactions	10
How to use your mē system	11
Skin sensitivity test	12
Treating with mē	12
Clean and store mē	20
Post-treatment care	20
How to replace your elōs cartridge/shaver/ epilator/ Face adaptor	21
Travel with mē	23
Troubleshooting	23
Guarantee and service	25
Manufacturer Information	26
Contact information	29

introduction

Congratulations on purchasing your mē system! mē is an innovative device that can be used in the comfort and privacy of your own home to permanently remove unwanted hair.

mē is the only at-home permanent hair removal device to use patented elōs technology and is clinically proven to be safe and effective for all skin tones. Gentle, easy to use and just minutes a treatment, now you can experience the freedom of silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing.

Before using mē, visit our web site at www.mepower.com and make sure to register your me and watch our demonstration video.

what is the intended use for mē?

skin tone

mē is intended for use on the body and face on ALL skin tones (skin color you are born with).

Body and face:



hair color

mē is intended for use on ALL hair colors.

Note: For effective results, the epilator attachment is recommended for body treatment of naturally light blond, red and white/grey hair. The epilator attachment should not be used on the face

what is the intended use for mē?

body areas

mē is intended for use by women and men on body hair below the neck and by women for facial hair below the cheek line.

Note: Facial treatment is different than body treatment. Ensure you read the entire user guide before getting started

mē system

your mē package includes:

- mē system powered by elōs technology
- one elōs cartridge (already installed)
- accessory protective cap (already installed)
- elōs protective cap
- power cord
- user guide including a quick reference guide
- warranty card
- protective eyewear

additional mē accessories:

Sold separately or included with your mē system

- shaver
- epilator
- face adaptor
- replacement elōs cartridge
- pouch for storage

For more details about accessories, go to www.mepower.com.

device components (Figure 1):

1. base unit.

2. cradle.

3. control panel with:



power button



elōs energy setting buttons



indicators for the percentage (%) of pulses remaining



accessory activation button

4. applicator (hand piece with cord).

5. elōs cartridge with light output window and RF silver contact bars




Figure 1: mē system

applicator components (Figure 2):

6. light output window: the light energy flashes out through the treatment window.

7. RF silver contact bars: the two RF bars must be in complete contact with the skin for the light pulses to flash.

8. elōs cartridge: the cartridge comes attached to the applicator and is preloaded with elōs pulses. You will need to replace the cartridge when the Empty indicator light on the base unit is red.

9. elōs activation button: press on this button to turn on the applicator. You will hear the fan turn on, and the activation indicator will light up.

10. cooling outlet: hot air is forced out of the cooling outlet in order to keep the applicator cool while in use.

11. accessory protective cap.*

*If you don't have a replacement cartridge – make sure you place the elōs protective cap instead of the used cartridge. This is in order to protect the inner parts of applicator.




Figure 2: Top and bottom view of applicator

important safety information



This symbol appears next to information about possible safety risks.

The mē system is not designed for everyone. Please read this user guide before using the mē system. Make sure you follow all the warnings. Don't use the device if it isn't right for you (see Contraindications section below). If you do not understand any of the warnings or have any questions, please contact Customer Service at www.mepower.com

when not to use mē /contraindications



DO NOT use if the skin, in the area you want to treat, is tanned or burned.

DO NOT use if your skin was tanned due to sun exposure, tanning beds or tanning creams in the past 2 weeks. Use of the device on tanned or burned skin may result in temporary or even permanent whitening or darkening of the skin. If you are unsure if your skin is tanned or burned,

DO NOT use the device for the next 2 weeks. During these 2 weeks,

DO NOT expose the area you intend to treat to the sun.



DO NOT use if you are pregnant, trying to become pregnant (conceiving) or breast-feeding. mē has not been tested on pregnant or breast-feeding women.



DO NOT use if you have epilepsy or light-induced seizures or migraines. The energy flashes might cause severe headaches and migraines.



DO NOT use on tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, birthmarks, moles or warts). Tattoos or dark spots may absorb too much light energy which could cause skin swelling, temporary or permanent blisters or discoloration of the skin or whitening of the skin.



DO NOT use around the eyes, on the head, ears, nipples, genitalia, or around the anus. Use in these areas could cause skin swelling, blisters, or temporary skin discoloration or whitening of the skin.



DO NOT use if you are under the age of 18. The effects of using mē in this age group are unknown.

when not to use mē /contraindications



DO NOT use if you have any skin condition in the treatment area, including acne, sores, psoriasis, eczema, burns, herpes simplex, wounds or a rash. These conditions can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. Wait for the affected area to heal before using. If you are not sure if your skin condition has healed enough to use the device, then please consult with your doctor.



DO NOT use the device if you have a history of keloidal scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonylurates, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.



DO NOT expose treated areas to the sun during the entire treatment period. Wait at least 2 weeks after the final treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening.



DO NOT use if you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc. Use of the me system has not been tested in individuals with active implants, and, therefore, the effects are unknown.



DO NOT use if you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months. This can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

warnings



DO NOT open the outer covers of the mē device or the elōs cartridge or touch any inner parts. This is for your safety. Do not attempt to repair your mē device. Trying to open the mē may also damage the device and will void your warranty. Please contact Customer Service on www.mepower.com if you have a broken or damaged device in need of repair. Failure to follow these warnings can cause electrocution or electric shock.



DO NOT use the mē system in the sink/bath/shower or where it can come into contact with liquids or become wet. This can cause electric shock. If the system is dropped into liquid, unplug it immediately. Do Not remove the system from the liquid until unplugged. Do Not use the system again and contact Customer Service.



DO NOT hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the treatment window slowly to a neighboring skin spot. Before returning to a previously treated skin spot, wait for at least 10 seconds.



DO NOT use mē if any parts show signs of damage. This may result in injury.



DO NOT cover any ventilation slots during use, as they help to keep the device cool during operation. Covering the ventilation slots could result in device overheating.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! The mē is a powerful device and should not be used by anyone under the age of 18.

warnings



DO NOT leave mē unattended around children, as the cords represent a choking hazard. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



DO NOT use if your skin is sensitive to light. This condition could make the light treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. In order to determine if you can use mē, perform a test on a small patch of skin. Then, wait 30 minutes to see if any skin reactions developed. Only if no skin reactions developed and the skin looks normal, you may use mē. See steps for testing on page 15.



DO NOT use mē on any area where you may want your hair to grow back.







DO NOT use the system in room temperature above 86°F (30°C). If the system heats up, it may not work properly and may cause injury.

possible side effects and skin reactions

Use of mē could result in possible side effects. These reactions are **rare** and should resolve within a short time. However, every cosmetic treatment may involve some degree of risk. With any of the reactions stated below, make sure to stop the treatment and to consult with your doctor: color or textural changes to the skin that may be permanent, substantial redness of the skin, itching of the treated area, acne outbreak, blistering or burning of the skin, permanent scarring or loss of skin tissue or if unusual pain occurs.

how to use your mē system

EN



setting mē up

1. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue. This is done in order to remove hairs and dust from the treatment window.
2. Connect the power cord into the mē system.
3. Place the mē system on a table or area near an electrical wall outlet. Move away any liquids from the area.
4. Make sure the applicator is placed in its cradle before turning on the mē.
5. Connect the power cord to the wall electrical outlet.
6. Press the power button to turn the system on. Wait until the indicator light on the power button turns green. Now the system is ready for use.
7. Set the desired energy level Low, Medium or High.
8. The cartridge is pre-loaded with pulses for your use (100%). The cartridge indicator shows the percentage of pulses remaining as you use the system. When the Empty button starts blinking, make sure to purchase a new elōs cartridge. When the Empty button is constantly on, it is time to replace the elōs cartridge.

Note: Start with LOW elōs level, if you feel comfortable, you may increase the elōs level for better results

skin sensitivity test

If you are using the system for the first time or in new body area, choose a small area close to the area you intend to treat, for the purpose of performing a skin sensitivity test. Use the Low elōs level. Follow the treatment instructions below but make sure to emit only 2-3 pulses. After the skin test, wait 30 minutes and check your skin for any reaction. If after 30 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, then you are ready to perform a full treatment.

treating with mē

Body:



Step 1. For your convenience, you can use the mē epilator or shaver accessories to remove hair. If you do so, there is no need for preparations before the treatment, only make sure the hair is no longer than 0.5 cm. Remove the protective cap, and insert the epilator or shaver cartridge instead.

If you do not use the designated mē system shaver or epilator accessories, shave any hairs with a razor or electric shaver. Make sure that the protective cap (provided) is inserted. The system will not work if the protective cap or epilator/shaver accessory is not in place.

Note: In order to treat blond, grey, red and light brown hair, it is recommended to use the epilator along with the elōs cartridge, for better results

EN

treating with mē



Step 2. Clean your skin and dry it with a towel.

Step 3. Turn on the mē system. Select the Low elōs level setting. The device will not work if you do not select an elōs setting. If you feel comfortable, raise the energy level to the Medium or High setting.

Step 4. If you use the designated shaver/ epilator, press the accessory activation button on the control panel once to run the epilator mechanism at low speed. If desired, press it again to run the epilator at high speed. The shaver cartridge operates only at Speed level 1.

Step 5. Remove the applicator from the base.

Step 6. Press the elōs activation button located on the applicator. You will hear the fan inside the applicator.

Step 7. Gently place the applicator on your skin, so that the two RF silver contact bars are in complete contact with the skin. The mē will emit pulses.

Note: The applicator will not work unless both RF silver contact bars are touching the skin

Step 8. After every flash, glide the applicator slowly to the next neighboring spot over the skin by moving it in one continuous, slow motion. Avoid overlap between adjacent pulses.



Note: The applicator will automatically turn itself off if it is not in use for 30 seconds. To turn the applicator back on, press the elōs activation button located on the applicator

treating with mē

DO NOT hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the same spot on the skin. Doing so may cause too much heat to build up and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the applicator to a different skin spot.

Wait for at least 10 seconds before returning to a previously treated skin spot.

Step 9. For effective results, mē should be used at least according to the treatment times indicated below. The minimum treatment times recommended below may vary from person to person. We recommend to see that each treatment area is covered by 2-3 pulses:



Tips: When using the system on difficult-to-treat areas (e.g. underarm) apply the applicator in 2 directions: left/right and up/down for full coverage.

You can treat all body areas during the same treatment session.

treating with mē


guidelines for treatments

It is normal to still see hairs after the first few treatments. For best results, the treatments should be performed once a week for the first 7 times. Performing additional monthly maintenance treatments, after the first 7 treatments, will help your hair removal results last longer.



Face:

Removing unwanted hair from the face is very different from removing unwanted hair from other parts of the body. The mē device is intended to remove facial hair from the cheek line downward, including the mustache/upper lip, sideburns, jawline and chin/upper neck areas. The mē device is not intended to treat eyebrows, nose hairs or hair in the ears. Please be sure to read this section thoroughly before starting to remove facial hair with your mē.



When treating facial hair, it is recommended to use the face adaptor. The face adaptor has been designed to accommodate for smaller and more delicate treatment areas on the face. When the face adaptor is attached to your applicator, it delivers energy in single pulse mode at the desired energy level. The face adaptor can be purchased with the mē or separately as an accessory. Face adaptor design may change.

skin tones

mē is suitable for all skin tones (the skin color you were born with).



treating with mē

When treating the face, use mē twice a week for 2 weeks.

Then perform additional treatments every two weeks to help results last longer.







general information about facial hair removal

The hair on the face differs from other body areas in its physiology. Its growing cycles are different, and its characteristics, such as thickness, color and depth of follicle are different from body hair. The face is more sensitive to hair removal due to sensitivity of nerves in some of its areas. The skin on the face and neck is more likely to be exposed daily to the sun's UV radiation and, therefore, may be more sensitive than other parts of your body.

Note: For men it is not advisable to treat the beard as it might create uneven results, which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable










when you should not use mē on the face

-  If your facial skin is sunburned or tanned, wait until the sunburn or tan fades prior to performing a test pulse on a hidden area (i.e. under the chin). Evaluate the area after 3 days to ensure no side effects have occurred and only then start treatment.
-  If you have undergone any professional facial treatment (such as a chemical peel, laser/light/radio frequency treatment or injected dermal fillers) within the past 3 months, please consult with your doctor.
-  If you have undergone any facial surgery (such as face lift, facial implant) within the last three months or before complete healing, please consult with your doctor.
-  If you are taking any medications that cause sensitivity to the sun or have a history of any skin disorders, consult with your doctor before using mē on the face or any other body area.



Please refer to the general list of Contraindications in the beginning of this User Guide.

treating with mē

warnings

-  **DO NOT** use above the cheek line.
-  **DO NOT** use the epilator or shaver accessories when using mē on the face.
-  **DO NOT** expose treated areas to the sun during the entire treatment period. Wait at least 2 weeks after the final treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen (at least SPF 30) throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening.
-  **DO NOT** treat the eye socket or around the eye area.
-  **DO NOT** use for eyebrow shaping! It is important to avoid accidentally treating the eyebrows as any hair loss is likely to be permanent
-  **DO NOT** treat the beard area in men. This might create undesirable hair removal results.
-  **DO NOT** treat over moles or birth marks. Protect small areas of sensitive skin such as moles, birthmarks, etc. by using a white eyeliner. For larger areas of sensitive skin, use a piece of cardboard or thick paper to cover the affected area and prevent exposure to the treatment. Protect lips and the lip margin using a white eyeliner.
-  **DO NOT** treat tattoos or permanent makeup.
-  **DO NOT** treat the scalp.

treating with mē



-  **DO NOT** treat inside the nostrils or ears as these areas are delicate. Avoid treating areas that contain only vellus hair (very thin, fine hair, also called "peach fuzz"), as this may result in undesired hair re-growth. In the very unlikely event that you see pigmented changes on your face, please stop the treatment and consult with your doctor.
-  **DO NOT** use perfumed products or makeup, for several hours after a treatment, as this may cause slight irritation. If unusual pain occurs during treatment, you should stop treatment immediately. Temporary skin redness may occur up to 24 hours after treatment. If the symptoms persist more than 24 hours, and/or you feel significant discomfort and/or encounter any severe side effects, discontinue treatment and consult with your doctor.

how to use:

1. Clean your skin and remove the hair on the surface of the skin. You may remove the hair on your face with tweezers, wax, shaver, etc. but not with an epilator.
2. Use the white eyeliner to conceal areas that should not be treated such as the edges of your lips and facial moles.
3. Use a broad ambient light environment. Turn on your mē device. Select the LOW elōs level on the base unit. The device will not work if you do not select an elōs setting.
4. Put on the provided eye goggles or sunglasses. Eye protection is recommended as treating near your eyes may cause temporary discomfort.

With A Face Adaptor

5. Remove the accessory protective cap and connect the face adaptor. The face adaptor will allow the mē to emit



treating with mē



only single pulses with the desired energy level.

6. Press the elōs cartridge activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Press once the elōs activation button to emit a single pulse.

7. Reposition the applicator on the next area to be treated and press the elōs activation button again to emit another pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.


Without A Face Adaptor

5. Press the elōs activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Upon contact - a pulse will be emitted. Remove the applicator after a single pulse.


6. Reposition the applicator on the next area to be treated, another pulse will be emitted, remove the applicator after a single pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.

Note: Always start with LOW elōs level. If you feel comfortable, you may increase the elōs level for better results


clean and store mē



1. Turn off the system by pressing the power button on the base unit.



2. Place the applicator in its cradle on the base unit and unplug the electric cable from the electrical outlet.



3. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue.

4. If you have used the designated mē epilator or shaver: remove the shaver or epilator from the applicator and place the protective cap instead. Use a cleaning brush to clean the accessories. It is recommended to use a soft tissue or a non-alcohol based wet wipe for cleaning.

5. If you have used the designated mē face adaptor: remove the face adaptor from the applicator and place the protective cap instead. Clean the outside surface using **ONLY** a dry soft cloth or a non-alcohol based wet wipe.

6. Clean the outside surface of the mē system using **ONLY** a dry soft cloth or a non-alcohol based wet wipe.

7. Store the system in a cool and dry place **AWAY** from the reach of children.

post-treatment care


Gently rinse your skin with lukewarm water and pat dry.




Do not expose treated areas to the sun. Wait at least 2 weeks after treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening or darkening.

how to replace your elōs cartridge/shaver/epilator/face adaptor


Visit our web site at www.mepower.com in order to buy a replacement cartridge, epilator, shaver or face adaptor.




1



2



4




5


replacing your elōs cartridge:

1. Make sure that the mē system is turned off and the cable is unplugged from the electrical wall outlet.
2. Remove the used cartridge from the applicator by holding both sides of the cartridge and gently pulling it out.
3. Take the new cartridge out of its protective container. Avoid touching the glass. Fingerprints or oils from your skin interfere with light passing through the glass, and this will reduce the treatment success.
4. Slide the new cartridge gently into the applicator until you feel it "clicks" into place.
5. Place the applicator in the cradle of the base unit before turning on the mē system.
6. Turn on the mē system.


how to replace your elōs cartridge/shaver/epilator/face adaptor




1




2



3



1



2

replacing your designated mē shaver, epilator or face adaptor:

1. Make sure that the mē system is turned off and the cable is unplugged from the electrical wall outlet.
2. Remove the accessory protective cap from the applicator by gently pulling it out.
3. Take the shaver, epilator or face adaptor out of its protective container. Slide it gently into the applicator until you feel it "clicks" into place.
4. Place the applicator on the cradle of the base unit before turning on the mē system.
5. Turn on the mē system.

disposal of used cartridges

Step 1. If you don't have a new cartridge, make sure you place the protective cap in place of the used cartridge to protect the system inner parts.

Step 2. Please follow the regulations where you live for disposal of electric systems when recycling or disposing of your base unit, hand piece or disposable cartridge. If you have questions, please contact us at www.mepower.com



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

travel with mē

The mē system is designed with universal voltage. That means that you can use the system all over the world. You will need to use an adaptor for the plug, since electric wall outlets vary by country. Make sure that mē system does not get wet while traveling. Do not use it in a wet environment. It is recommended to protect your mē device while traveling. A travel bag may be purchased separately at www.mepower.com.

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
Device		
No lights are on	Power cable is not connected	Connect power cable
All elōs energy setting buttons are blinking (High-Medium-Low)	No elōs energy level was selected	Select an elōs level. The applicator fan will start blowing indicating that the cartridge is active
elōs activation button on the applicator is blinking	elōs energy level was selected but elōs activation button was not pressed yet	Press the elōs activation button. The applicator fan will start blowing indicating that the elōs cartridge is active
Error light is on	Need to reset the system	Reset the system by turning it off and on again. If problem persists, disconnect power cord and wait until all lights are off (several seconds). Then reconnect the power cord and turn on system. If error light is still on, try moving to a cooler area with a room temperature of less than 30°C/ 86°F and restart the system
No flashes are coming out	1. RF silver skin contact bars not in contact with the skin in treatment area 2. elōs activation button is not pressed or elōs energy level was not selected	In order for the system to flash pulses, make sure all 3 conditions are met: elōs level selected, elōs activation button is pressed, RF silver skin contact bars are in contact with skin

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
Accessory activation button on base is flashing	Accessory slot is empty	Insert face adaptor, or accessory (shaver/epilator), or a protective cap
All elōs indicators for the percentage of pulses remaining are blinking (100%-50%-Empty)	Cartridge slot is empty	Insert cartridge or a protective cap
Device		
"Empty" indicator is blinking	Amount of pulses remaining in elōs cartridge is low	Prepare a new cartridge to be in-hand
"Empty" indicator is constantly on	No more pulses remaining in elōs cartridge	Insert a new elōs cartridge
Other		
My skin is red after treatment	The skin may become red as a result of the treatment. This redness generally clears up within 24 hours	If the redness persists more than 24 hours after a treatment, stop using mē and contact your doctor or Customer Support
I barely see any hair reduction	Make sure to follow the protocol suggested and to use the treatment duration time suggested	Actual results will vary from person to person, depending on the body area being treated and whether the instructions were followed correctly. Contact Customer Support for help
I feel some warmth when I apply the light flashes. Is this normal?	You may feel warmth, tingling, or itching. It is expected that this discomfort and warmth will be up to moderate	If the discomfort is severe/intense or persists for more than 24 hours after a treatment, stop using the mē and contact your doctor or Customer Support

If you still have problems with the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com

guarantee and service

Note: if you received a Warranty note from your local distributor – it will prevail over the below warranty terms

Your mē device is warranted to be free from defect in material and workmanship for a period of one year (or otherwise as stated by your local distributor) from the original purchase date under normal use. The cartridge warranty is for 3 months from the purchase date or 50% usage – whichever comes first. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized mē retailer or reseller. If the product should become defective within the warranty period, contact us at www.mepower.com or your local distributor.

Syneron Beauty Ltd. ("Syneron") reserves the right to replace a defective product with the most comparable product currently available. Your exclusive remedy for any defective product covered by this limited warranty is limited to the repair or replacement of the defective product. Syneron's entire liability for any defective product shall in no event exceed the original purchase price of the defective product.

This warranty does not cover products determined by Syneron to be damaged by any of the following: accident, misuse, abuse or alteration, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories or use other than as instructed, connecting to incorrect current and voltage and/or any other conditions beyond Syneron's control.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, SYNERON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT INCLUDING ANY GENERAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. THE WARRANTY PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE AND EXCLUSIVE

guarantee and service

WARRANTY PROVIDED BY SYNERON TO THE PRODUCT AND IT REPLACES ANY REPRESENTATION AND/ OR WARRANTY INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE AND MERCHANTABILITY.

Packaging and shipment costs of the defective product shall be paid by the purchaser of the product and return packaging and shipment shall be paid by Syneron except in the event Syneron shall determine that the product is not defected or not under warranty, in which case the packaging and shipping costs shall be with the purchaser of the product.

manufacturer information

The mē system is manufactured by Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Syneron Beauty is believed to be accurate and reliable. However, Syneron Beauty assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Syneron Beauty. No part of this document may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or other, for any purpose, without the express written permission of Syneron Beauty.

Syneron Beauty has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Syneron Beauty. Specifications are subject to change without notice.


For more information about the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com

manufacturer information

Note: System design may change without prior notification

labels and symbols

The nameplate label is adhered to the bottom of your mē system. It displays the manufacturer's name & address, the system's part & serial numbers, electrical requirements and regulatory standards that the system is designed to comply with.



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



Follow operating instructions



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



Do Not use in wet environment



CE Mark

manufacturer information

specifications

- Light spectrum: 550 – 1200 nm
- Max Optical: 4J/cm²
- RF Wave frequency: 6.78 MHz
- Max Radiofrequency power: 5 Watts
- Pulse Light repetition rate: up to 1.1 Hz (1 pulse every 0.9 second)
- Plug configuration: UK, AU, EU, US
- Applicable Standards:

Safety Standards

- EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9
- IEC 60601-1, 3rd edition
- IEC 60601-1, 2nd edition
- IEC 60601-1-11

EMC Standards

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007
- Electrical Rating: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Dimensions and weight 20.5 x 15 x 9 cm [W x L x H] 1.17 Kg

Degree of protection against ingress water: IPX1

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

manufacturer information

FR

acceptable environmental conditions

Note: The system will not operate in a room with temperature above 86°F (30°C).
If system was stored in high humidity, let it dry for an hour before usage

Acceptable Environmental Conditions

Storage and transportation

Temperature	50°F- 131°F (10°C - 55°C)
Humidity	90% at 55°C (131°F)
Pressure	700-1060hPa

Operation:

Temperature	50F- 86°F (10°C - 30°C)
Relative Humidity	up to 80% at 37°C (99°F)
Altitude	up to 3900 m (13,000 ft)

contact information

If you have any problems using the mē system or would like more information about the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com

Table des matières

Introduction	3
Pour quel usage a-t-il été conçu mē?	3
Système mē	4
Consignes de sécurité importantes	7
Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications	7
Avertissements	9
Effets secondaires possibles et réactions cutanées	10
Comme utiliser l'appareil mē	11
Test de sensibilité cutanée	12
Traitement avec mē	12
Nettoyage et stockage de mē	20
Soins après traitement	20
Comment remplacer la cartouche/le rasoir/l'épilateur elōs adaptateur facial	21
Voyager avec mē	23
Dépannage	23
Garantie et service	25
Informations du fabricant	26
Contact	29

Introduction

Félicitations pour votre achat de l'appareil mē! mē est un appareil d'épilation novateur qui peut être utilisé dans le confort et l'intimité de votre maison.

mē est le seul épilateur permanent que l'on peut utiliser à domicile et appliquant la technologie brevetée elōs. Il est cliniquement éprouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau. Il est doux et facile à utiliser et le traitement ne dure que quelques minutes. Vous pouvez maintenant profiter d'une peau soyeuse et lisse, sans les tracas du rasage et de l'épilation.

Avant d'utiliser mē, consultez notre site Web, www.mepower.com, enregistrez votre appareil mē et visionnez notre vidéo de démonstration.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Teint de peau

mē peut être utilisé sur le corps et le visage, sur TOUS les teints de peau (votre couleur de peau naturelle).

Corps et visage :



Couleur du poil

mē peut être utilisé sur TOUTES les couleurs de poil.

Remarque : pour des résultats efficaces, utilisez l'épilateur pour le traitement des poils sur le corps naturellement blonds, roux et blancs/gris. L'épilateur ne doit pas être utilisé sur le visage.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Parties du corps

mē peut être utilisé par les femmes et les hommes pour les poils sur les parties du corps situées en-dessous du cou et par les femmes pour les poils sur le visage, en-dessous des joues.

Remarque : Le traitement facial est différent du traitement corporel. Veuillez à lire intégralement le manuel de l'utilisateur avant de commencer à utiliser l'appareil.

mē système

Contenu de l'emballage mē :

- système mē optimisé par la technologie elōs
- Une cartouche elōs (déjà installée)
- Une plaque de protection d'accessoire (déjà installé)
- Une plaque de protection elōs
- Un câble d'alimentation électrique
- Le manuel de l'utilisateur et un guide de référence rapide
- La carte de garantie
- Des lunettes de protection

Autres accessoires mē :

Vendus séparément ou avec votre appareil mē.

- Rasoir
- Épilateur
- Adaptateur facial
- Cartouche de remplacement elōs
- Pochette de rangement

Pour plus de détails sur les accessoires, consultez notre site Web www.mepower.com.

mē système

Composants de l'appareil (Figure 1) :

1. situé sur l'unité de base.
2. socle.
3. le panneau de commande comprenant:



Bouton de mise en marche



elōs Boutons des niveaux de puissance



Indicateurs de pourcentage (%) d'impulsions restantes



Bouton d'activation d'un accessoire

4. applicateur (pièce à main avec câble)

5. cartouche elōs avec fenêtre de sortie de la lumière et barres de contact RF.





Figure 1 : Système mē

mē système


Composants de l'applicateur (Figure 2) :

6. Fenêtre de sortie de la lumière : l'énergie lumineuse émet des flashes à travers la fenêtre de traitement.
 7. Barres de contact RF argentées : les deux barres RF en argent doivent être entièrement en contact avec la peau pour que les impulsions lumineuses produisent des flashes.
 8. cartouche elōs: la cartouche est reliée à l'applicateur et elle est pré-chargée avec des impulsions lumineuses elōs. Il vous faudra remplacer la cartouche lorsque le voyant de l'indicateur de cartouche vide, situé sur l'unité de la base, devient rouge.
 9. bouton d'activation elōs : appuyez sur ce bouton pour activer l'applicateur. Vous entendrez alors le ventilateur se mettre en marche et le voyant d'activation s'allume.
 10. sortie de refroidissement : l'air chaud est expulsé de l'entrée de refroidissement afin que l'applicateur reste froid durant l'utilisation.
 11. Plaque de protection d'accessoire.*
- * Si vous n'avez pas de cartouche de remplacement, veuillez à mettre le bouchon de protection elōs à la place de la cartouche usagée, afin de protéger les pièces internes de l'applicateur.

Vue du bas de l'applicateur



Vue du haut de l'applicateur



mē avec cartouche et épilateur

Figure 2 : Vue du haut et vue du bas de l'applicateur

Consignes de sécurité importantes



Ce symbole apparaît à côté d'informations sur des risques possibles de sécurité.

L'appareil mē ne peut pas être utilisé par tout le monde. Lisez le présent manuel avant de l'utiliser mē. Veuillez à respecter tous les avertissements. Veuillez également à ne pas utiliser l'appareil s'il ne vous convient pas (voir la section Contre-indications ci-dessous). Si vous ne comprenez pas les avertissements ou avez des questions, veuillez contacter le Service à la clientèle sur le site www.mepower.com.

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes bronzé ou avez un coup de soleil sur la partie que vous souhaitez traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si votre peau est bronzée après exposition au soleil ou à des UV artificiels ou après application d'une crème auto-bronzante au cours des 2 dernières semaines. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou brûlée peut entraîner un blanchiment ou un assombrissement de la peau, temporaire ou permanent. Si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre peau, **NE PAS** utiliser l'appareil pendant les 2 prochaines semaines. Durant ces 2 semaines,



NE PAS exposer au soleil la partie à traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez. mē n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines.

Les flashes peuvent provoquer de violents maux de tête et des migraines.



NE PAS utiliser l'appareil sur les tatouages, les taches brunes de beauté ou les points noirs (taches de rousseur, taches de naissance, grains de beauté ou verrues). Les tatouages ou les grains de beauté peuvent absorber trop d'énergie lumineuse entraînant une tumescence de la peau, des boursouffures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.



NE PAS utiliser l'appareil autour des yeux, sur la tête, les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Cela pourrait entraîner une tumescence de la peau, des boursouffures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes âgé de moins de 18 ans. Les effets de l'utilisation de mē sur ce groupe d'âge sont inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de formation de cicatrices chéloïdiennes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible à la lumière, y compris des agents non-stéroïdiens anti-inflammatoires (l'aspirine, les ibuprofens, le cetaminophen, par exemple), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, de la sulfonilurée, des sulfamides, de la dacarbazine, du fluorouracile, de la vinblastine, de la griséofulvine, de l'alpha-hydroxyacide (AHA), de la bêta-hydroxyacide (BHA), de la Retin-A, de l'Accutane et/ou des rétinoïdes.



NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme cutané dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces symptômes peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement pourrait donner une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Attendez que les zones infectées soit guéries avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du niveau de cicatrisation de votre peau pour utiliser l'appareil, consultez votre médecin.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un dispositif pour l'incontinence, une pompe à insuline, etc. L'utilisation du système mē n'a pas été testée chez les personnes porteuses d'implants actifs, leurs effets sont par conséquent inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez été traité à l'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois. Cela peut rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement inconfortable ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou des infections.

Avertissements



NE PAS ouvrir le boîtier extérieur de l'appareil mē ou la cartouche elōs, ou toucher les pièces internes. C'est une question de sécurité. N'essayez pas de réparer votre appareil mē. Essayer d'ouvrir l'appareil mē peut également l'endommager et entraîner l'annulation de votre garantie. Veuillez contacter le service à la clientèle, sur le site www.mepower.com si l'appareil est cassé ou endommagé et doit être réparé.

Le non-respect de ces avertissements peut causer une électrocution ou un choc électrique.



NE PAS utiliser l'appareil mē dans un évier/une baignoire/une douche ou là où il pourrait rentrer en contact avec des liquides ou se mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique. Si le système tombe dans un liquide, débranchez-le immédiatement. Ne Pas retirer l'appareil du liquide avant de l'avoir débranché. Ne Pas réutiliser l'appareil. Contactez le centre de service à la clientèle.



NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela provoque une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement la fenêtre de traitement sur une autre zone de la peau. Avant de retourner à une zone déjà traitée, attendez au moins 10 secondes.



NE PAS utiliser mē si l'une de ses pièces semble endommagée. Vous risqueriez de vous blesser.



NE PAS couvrir les orifices de ventilation durant l'utilisation de l'appareil car ils permettent à l'appareil de refroidir pendant son fonctionnement. L'appareil pourrait alors surchauffer.

Avertissements



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! Le mē est un appareil puissant et ne doit pas être utilisé par une personne de moins de 18 ans.



NE PAS laisser mē sans surveillance en présence d'enfants. Les câbles présentent un risque d'étouffement. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



NE PAS utiliser mē si votre peau est sensible à la lumière. Le traitement par la lumière pourrait provoquer une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser mē, effectuez un test sur une petite parcelle de peau. Attendez 30 minutes pour vous assurer qu'aucune réaction cutanée ne se produit. Si vous n'observez aucune réaction cutanée et que la peau semble normale, vous pouvez utiliser mē. Voir les étapes des tests, page 15.



NE PAS utiliser mē sur une zone où vous souhaitez que vos poils repoussent.




NE PAS utiliser l'appareil à une température supérieure à 30°C. Si l'appareil chauffe, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement et entraîne des blessures.

Effets secondaires et réactions cutanées possibles


Utiliser mē peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires. Ces réactions sont **rares** et disparaissent rapidement. Tout traitement cosmétique peut présenter un certain niveau de risque. Si vous observez l'une des réactions suivantes, arrêtez le traitement et consultez un médecin: changements de couleur ou de texture de la peau pouvant être définitifs, rougeur importante de la peau, démangeaisons sur la zone traitée, crise d'acné, cloques ou brûlures sur la peau, cicatrices permanentes, perte de tissu cutané ou douleurs inhabituelles.

Comme utiliser l'appareil mē


Configuration de mē



1. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool, afin qu'il n'y ait aucune trace de poils ou de poussière sur la fenêtre de traitement.



2. Branchez le câble d'alimentation sur le l'appareil mē.




3. Posez l'appareil mē sur une table ou un endroit proche d'un prise murale. Retirez tout liquide se trouvant à proximité.

4. Veillez à ce que l'applicateur soit bien sur son socle avant de mettre l'appareil mē.

5. Branchez le câble d'alimentation sur la prise murale.

6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Attendez que le voyant se trouvant près du bouton d'alimentation s'allume en vert. Le système est maintenant prêt à l'emploi.



7. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité : High (élevé), Medium (moyen) ou Low (faible).

8. La cartouche est pré-chargée avec un nombre d'impulsions défini pour votre utilisation (100 %). Le compteur de la cartouche affiche le pourcentage d'impulsions restant au fur et à mesure que vous utilisez le système. Lorsque l'indicateur de cartouche vide se met à clignoter, cela signifie qu'il est temps que vous achetiez une nouvelle cartouche elōs. Lorsque l'indicateur de cartouche vide est constamment allumé, cela signifie que vous devez remplacer la cartouche elōs.

Remarque : si vous ne ressentez aucune gêne avec le niveau FAIBLE elōs, vous pouvez augmenter le niveau elōs, pour un résultat plus efficace.

Test de sensibilité cutanée

Avant d'utiliser le système pour la première fois, choisissez une petite zone à proximité de la zone que vous avez l'intention de traiter, afin d'effectuer un test de sensibilité de la peau. Utilisez le niveau elōs LOW (FAIBLE). Suivez les instructions de traitement suivantes mais veillez n'émettre que 2 à 3 flashes de lumière. Après le test cutané, attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou d'autres réactions cutanées après 30 minutes, vous pouvez effectuer un traitement complet sur le reste de la zone du corps.

Traitement avec mē

Corps :



Étape n°1. À votre convenance, vous pouvez utiliser l'épilateur mē ou les accessoires de rasage pour raser les poils. Il ne sera alors pas nécessaire de procéder aux préparations avant le traitement. Assurez-vous simplement que les poils ne dépassent pas 0,5 cm. Retirez la plaque de protection et insérez à la place la cartouche d'épilation ou de rasage.

Si vous n'utilisez pas le rasoir ou l'épilateur mē, servez-vous d'un rasoir manuel ou électrique. Assurez-vous que la plaque de protection (fourni) est insérée. Le système ne fonctionnera pas si la plaque de protection ou l'épilateur/le rasoir n'est pas en place.

Remarque : Pour traiter les poils blonds, gris, roux et bruns clair, il est recommandé d'utiliser l'épilateur avec la cartouche elōs, pour obtenir de meilleurs résultats.

Étape n°2. Nettoyez votre peau et séchez-la avec une serviette.

Traitement avec mē



Étape n°3. Allumez l'appareil mē. Sélectionnez le niveau d'énergie Low (faible). L'appareil ne fonctionnera pas si vous ne choisissez pas un niveau de réglage d'énergie elōs. Si vous ne ressentez aucune gêne, augmentez le niveau de puissance (de Medium (Moyen) à High (Élevé)).

Étape n°4. Si vous utilisez également le rasoir/l'épilateur, appuyez une fois sur le bouton d'activation de l'épilateur/du rasoir, situé sur le panneau de commande, pour lancer le mécanisme d'épilation à basse vitesse. Au besoin, appuyez de nouveau pour activer l'épilateur à grande vitesse. La cartouche de rasage ne fonctionne qu'au niveau de vitesse 1.

Étape n°5. Retirez l'applicateur de la base.

Étape n°6. Appuyez sur le bouton d'activation elōs situé sur l'applicateur. Vous commencerez à entendre le ventilateur à l'intérieur de l'applicateur.

Étape n°7. Posez délicatement l'applicateur sur la peau, de manière à ce que les deux barres RF argentées soient entièrement en contact avec la peau. L'appareil mē commence à émettre des impulsions/

Remarque : L'applicateur ne fonctionne que si les deux barres RF argentées touchent la peau.

Étape n°8. Après chaque flash, déplacez l'applicateur vers la zone cutanée voisine par un glissement lent et continu. Évitez les chevauchements entre impulsions voisines.



Remarque : L'applicateur se met automatiquement hors tension si aucune impulsion n'a été émise en continu pendant 30 secondes. Pour remettre l'applicateur en marche, appuyez sur le bouton d'activation elōs situé sur l'applicateur.

Traitement avec mē

NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus de la même zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela peut provoquer une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez l'applicateur sur une autre zone de la peau.

Attendez au moins 10 secondes avant de revenir à une zone déjà traitée.

Étape n°9. Pour des résultats efficaces, il faut utiliser mē, au moins conformément aux durées indiquées ci-dessous :
Les durées de traitement recommandées sont des valeurs minimales et peuvent varier selon la condition physiologique de l'utilisateur. Nous vous recommandons de couvrir chaque zone de traitement avec 2 à 3 impulsions.



Conseils : lorsque vous utilisez le système sur des zones difficiles à traiter (telles que les aisselles) passez l'applicateur sur la zone dans les deux sens : de gauche à droite et de haut en bas, pour être certain de couvrir toute la zone.

Vous pouvez traiter toutes les zones du corps au cours de la même séance.

Traitement avec $m\bar{e}$


Procédures de traitement

Il est normal de voir encore des poils après les premiers traitements. Pour de meilleurs résultats, les traitements doivent être effectués une fois par semaine, pendant les 7 premières fois. Effectuer des traitements supplémentaires d'entretien, chaque mois, après les 7 premiers traitements, permettra de faire durer plus longtemps les résultats de l'épilation.



Visage :

L'épilation des poils indésirables sur le visage est très différente de l'épilation du reste du corps. L'appareil mē a été conçu pour épiler le visage, à partir des joues et jusqu'au cou, notamment la moustache/la lèvre supérieure, la zone du menton et la partie supérieure du cou. L'appareil mē n'a pas été conçu pour épiler les sourcils, les poils du nez ou les poils dans les oreilles. Lisez attentivement cette section avant de commencer à vous épiler le visage avec mē.



Pour le traitement du visage, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur facial. L'adaptateur facial a été conçu pour faciliter le traitement des zones plus petites et plus délicates du visage. Lorsque l'adaptateur facial est relié à votre applicateur, il libère de l'énergie en mode pulsé unique, au niveau de puissance souhaité. L'adaptateur facial peut être acheté directement avec môme, ou séparément, comme accessoire.

La conception de l'adaptateur peut changer.

Teints de peau

mē convient à toutes les teintes de peau.



Traitement avec $m\bar{e}$

Lors du traitement du visage, utilisez m^ê deux fois pas semaines, pendant 2 semaines. Puis, effectuez des traitements suppl^émentaires toutes deux semaines, pour que les r^ésultats durent plus longtemps.



Informations générales sur l'épilation faciale

La physiologie des poils du visage est très différente de celle des poils des autres parties du corps. Leur cycle de pousse et leurs caractéristiques sont différentes, notamment l'épaisseur, la couleur et la profondeur de leur follicule sont différentes. Le visage est plus sensible à l'épilation en raison de la sensibilité nerveuse de certaines de ses zones. La peau du visage et du cou est plus susceptible d'être exposée quotidiennement au rayonnement UV du soleil et, par conséquent, peut être plus sensible que d'autres parties de votre corps.

Remarque : pour les hommes, nous ne recommandons pas de traiter la barbe car cela peut donner des résultats inégaux qui pourraient modifier, de façon indésirable, les caractéristiques de votre visage.

mē ne doit pas être utilisé sur le visage dans les cas suivants :

En cas de coup de soleil ou de bronzage sur le visage, attendez qu'il s'atténue avant d'effectuer un test sur une zone dissimulée de votre corps (sous le menton, par exemple). Examinez de nouveau la zone après 3 jours pour vérifier l'absence de tout effet secondaire, puis commencez le traitement. Si vous avez effectué un traitement facial professionnel (tel qu'un peeling chimique, un traitement par fréquence laser/lumière/radio ou des comblements dermiques par injection) au cours des 3 derniers mois, veuillez consulter un médecin.

Si vous avez subi une chirurgie faciale (de type lifting ou implant facial) au cours des trois derniers mois ou si vous êtes toujours en cours de rétablissement, veuillez consulter votre médecin. Si vous prenez des médicaments entraînant une sensibilité au soleil ou que votre passé médical comporte des troubles de la peau, consultez votre médecin avant d'utiliser même sur votre visage ou sur une toute autre partie de votre corps. Veuillez vous reporter à la liste générale des contre-indications, que vous trouverez au début de ce manuel de l'utilisateur.

Traitement avec

Avertis-



NE PAS utiliser l'appareil au-dessus des joues.



NE PAS utiliser l'épilateur ou le rasoir lorsque vous utilisez mē sur le visage.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS traiter l'orbite ou la zone autour des yeux.



NE PAS utiliser pour l'épilation des sourcils! Il est important d'éviter de traiter les sourcils par mégarde car les poils épilés risquent de ne pas repousser.



Pour les hommes, **NE PAS** traiter la zone de la barbe. Les résultats pourraient être inégaux.



NE PAS traiter les grains de beauté ou les marques de naissance. Protégez les petites zones de peau sensible tels que les grains de beauté, les marques de naissance, etc. en utilisant un eye-liner blanc. Pour les zones plus larges de peau sensible, utilisez un morceau de carton ou du papier épais pour couvrir la zone concernée et empêcher une exposition au traitement. Protégez les lèvres et le bord des lèvres en utilisant un eye-liner blanc.



NE PAS traiter une zone tatouée ou portant un maquillage permanent.



NE PAS traiter le cuir chevelu.



NE PAS traiter l'intérieur des narines ou des oreilles, ce sont des zones particulièrement délicates. Évitez de traiter des zones recouvertes d'un duvet (poils fins et très minces), car cela pourrait entraîner une repousse des poils indésirable. Dans le cas peu probable où des changements

Traitement avec

de pigmentation apparaîtraient sur votre visage, veuillez cesser immédiatement le traitement et consulter votre médecin.



NE PAS utiliser de produits parfumés ou de maquillage pendant les heures qui suivent le traitement, cela pourrait entraîner une légère irritation. Si vous ressentez une douleur inhabituelle pendant le traitement, veuillez l'arrêter immédiatement. Des rougeurs temporaires peuvent apparaître sur la peau pendant les 24 heures qui suivent le traitement. Si les symptômes persistent pendant plus de 24 heures et/ou vous ressentez une gêne importante et/ou de graves effets secondaires se produisent, cessez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Comment utiliser l'appareil :

1. Nettoyez bien la peau et éliminez les poils sur la surface de la peau. Vous pouvez utiliser une pince à épiler, de la cire, un rasoir, etc., mais pas un épilateur.

2. Masquez les zones délicates qui ne doivent pas être traitées, telles que les bords des lèvres et les grains de beauté du visage, avec un eyeliner blanc.



3. Effectuez le traitement dans un environnement bien éclairé. Allumez votre appareil mē. Sélectionnez le niveau elōs LOW (Faible), sur l'unité de base. L'appareil ne fonctionnera pas si vous ne choisissez pas un niveau de réglage d'énergie elōs.

4. Utilisez les lunettes de protection ou de soleil incluses dans l'emballage.

Il est recommandé de vous protéger les yeux car le traitement près de vos yeux peut causer une gêne temporaire.

Avec un adaptateur facial

5. Retirez la plaque de protection de l'accessoire puis branchez l'adaptateur facial. L'adaptateur facial mē émet



Traitement avec mē



uniquement des impulsions uniques, au niveau de puissance souhaité.

6. Appuyez sur le bouton d'activation de la cartouche elōs, situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. Appuyez une fois sur le bouton d'activation elōs pour émettre une seule impulsion.

7. Posez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter puis appuyez de nouveau sur le bouton d'activation elōs pour émettre une nouvelle impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.


Sans adaptateur facial

5. Appuyez sur le bouton d'activation elōs, situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. À la mise en contact avec la peau, une impulsion est émise. Retirez l'applicateur après l'impulsion.


6. Placez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter, émettez une nouvelle impulsion, puis retirez l'applicateur après l'impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Remarque : Commencez toujours par le niveau elōs LOW (faible). Si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs pour un résultat plus efficace.


Nettoyage et stockage de mē



1. Éteignez votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur l'unité de base.



2. Reposez l'applicateur sur son socle, sur l'unité de base, et débranchez le câble électrique.



3. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

4. Si vous avez utilisé l'épilateur ou le rasoir mē : retirez le rasoir ou l'épilateur de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place. Nettoyez les accessoires avec une brosse de nettoyage. Il est conseillé d'utiliser également un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

5. Si vous avez utilisé l'adaptateur facial mē : retirez l'adaptateur facial de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place. Nettoyez la surface extérieure UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

6. Nettoyez la surface extérieure du système mē UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

7. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Soins après traitement





Rincez délicatement la peau à l'eau tiède et séchez-la en tapotant.



NE PAS exposer les zones traitées au soleil. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la partie traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment cutané, temporaire ou permanent.

Comment remplacer la cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur facial




Consultez notre site Web www.mepower.com, pour acheter une cartouche, un épilateur, un rasoir ou un adaptateur facial de remplacement.



Remplacement de la cartouche elös :

1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez la cartouche usagée en tenant chaque extrémité de l'applicateur et en la tirant délicatement.
3. Sortez la nouvelle cartouche de son boîtier de protection. Évitez de toucher le verre. Des empreintes digitales ou des taches grasses empêcheraient la lumière de passer à travers le verre, réduisant ainsi les résultats du traitement.
4. Faites-la glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
5. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.
6. Allumez l'appareil mē.

Comment remplacer la cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur facial



Remplacement du rasoir, de l'épilateur ou de l'adaptateur facial mē :

1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez le capuchon de protection de l'applicateur en tirant doucement dessus.
3. Sortez le rasoir, l'épilateur ou l'adaptateur facial de son boîtier de protection. Faites-le glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.
5. Allumez l'appareil mē.

Mise au rebut des cartouches usagées

Étape n°1. Si vous ne disposez pas d'une nouvelle cartouche, remettez la plaque de protection à la place de la cartouche usagée afin de protéger les pièces internes du système.

Étape n°2. Veuillez respecter les réglementations en matière de mise au rebut des systèmes électriques en vigueur dans votre pays de résidence pour le recyclage ou la mise au rebut de votre unité de base, de la pièce à main ou de la cartouche jetable. Pour toutes questions, veuillez nous contacter sur le site Web www.mepower.com.

 Déchet d'équipements électrique et électronique (DEEE)

voyager avec mē

Le système mē a été conçu pour fonctionner à une tension universelle. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Il vous faudra néanmoins utiliser un adaptateur de prise, puisque les prises électriques murales varient selon les pays. Veillez à ce que le système mē ne se mouille pas durant vos déplacements. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide. Il est recommandé de protéger votre appareil mē durant vos déplacements. Vous pouvez acheter une pochette de voyage séparément, sur le site Web www.mepower.com.

Dépannage

Voyant	Signification	Que faire
Appareil		
Aucun voyant allumé.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation.
Tous les boutons de niveau de puissance (Faible, Moyen, Élevé)	Aucun niveau de puissance n'a été sélectionné.	Sélectionnez un niveau de puissance. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active.
Le bouton d'activation de l'applicateur clignote.	Le niveau de puissance a été sélectionné mais le bouton d'activation n'a pas encore été actionné.	Appuyez sur le bouton d'activation. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active.
Le voyant d'erreur clignote.	Vous devez redémarrer le système.	Redémarrez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant. Si le problème persiste, débranchez le câble d'alimentation puis attendez (quelques secondes) que les voyants s'éteignent. Rebranchez le câble d'alimentation puis allumez l'appareil. Si le voyant d'erreur est toujours allumé, essayez de passer sur une zone plus froide, dans une pièce à une température inférieure à 30°C, puis redémarrez l'appareil.
Aucune impulsion ne se produit.	1. Les barres de contact RF argentées ne sont pas en contact avec la peau, sur la zone de traitement. 2. Le bouton d'activation n'a pas été actionné ou le niveau de puissance n'a pas été sélectionné	Pour que le système émette des flashes, assurez-vous de respecter les 3 conditions suivantes : niveau de puissance sélectionné, bouton d'activation actionné, barres de contact RF argentées sont en contact avec la peau.

Dépannage

Voyant	Signification	Que faire
Le bouton d'activation de l'accessoire, situé sur la base, clignote.	La fente de l'accessoire est vide.	Insérez l'adaptateur facial, ou l'accessoire (rasoir/épilateur), ou la plaque de protection.
Tous les indicateurs de pourcentage d'impulsions restantes clignotent (100 % à 50 %-vide).	La fente de la cartouche est vide.	Insérez une cartouche ou fermez la fente avec la plaque de protection.
Appareil		
L'indicateur de niveau de la cartouche clignote.	Le nombre d'impulsions restant dans la cartouche est peu élevé.	Préparez une nouvelle cartouche.
L'indicateur de niveau de la cartouche est constamment allumé.	Il ne reste plus d'impulsions dans la cartouche	Insérez une nouvelle cartouche
Autre		
Des rougeurs apparaissent sur ma peau après le traitement	Il se peut que le traitement provoque des rougeurs sur la peau. Ces rougeurs disparaissent en général dans les 24 heures.	Si les rougeurs persistent pendant plus de 24 heures après le traitement, cessez immédiatement d'utiliser et consultez votre médecin ou le service clientèle
Je remarque à peine l'épilation.	Suivez scrupuleusement le protocole suggéré et respectez la durée de traitement recommandée.	Les résultats varient d'une personne à l'autre, selon la zone traitée et en fonction du respect des instructions. Contactez le service clientèle en cas de besoin.
Je ressens des sensations de chaleur au moment des impulsions lumineuses. Est-ce normal ?	Il se peut que vous ressentiez des sensations de chaleur, de picotement et de démangeaison. Les sensations de gêne et de chaleur devraient diminuer.	Si la gêne devient plus forte ou persiste pendant plus de 24 heures après le traitement, interrompez immédiatement le traitement et consultez votre médecin ou le service clientèle.

Si les problèmes persistent avec l'appareil mē, contactez le service clientèle via le site Web www.mepower.com.

Garantie et service

Remarque : si vous avez reçu une note de garantie de votre distributeur local, elle prévaut sur les conditions de garantie ci-dessous

Votre appareil mē est garanti contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an (ou comme indiqué par votre distributeur local) à partir de la date d'achat originale, dans des conditions normales d'utilisation. La cartouche est garantie 3 mois, à compter de la date d'achat ou de l'utilisation à 50 %, la première des deux prévalant. Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur au détail, possédant la preuve d'achat originale, et uniquement si l'appareil a été acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur autorisé mē. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, contactez-nous, via notre site Web www.mepower.com, ou contactez votre distributeur local.

Syneron Beauty Ltd. (« Syneron ») se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par un produit comparable, actuellement disponible. Votre recours exclusif pour tout produit défectueux couvert par la cette garantie limitée est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. L'entière responsabilité de Syneron pour tout produit défectueux ne doit en aucun cas dépasser le prix d'achat original du produit défectueux.

Cette garantie ne couvre pas les produits dont Syneron détermine qu'ils ont été endommagés par ce qui suit : accident, mauvaise utilisation, abus ou altération, entretien par des personnes non autorisées, utilisation d'accessoires non autorisés ou l'utilisation autre que celle indiquée, la connexion à une tension incorrecte et/ou toute autre condition hors de contrôle de Syneron.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, SYNERON NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS DES DOMMAGES GÉNÉRAUX, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS, DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE

Garantie et service

PAR LA LOI. LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE FOURNIE PAR SYNERON POUR LE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE REPRÉSENTATION ET/OU GARANTIE, Y COMPRIS L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET À LA QUALITÉ MARCHANDE.

Les frais d'emballage et d'expédition du produit défectueux doivent être payés par l'acheteur du produit et l'emballage et l'expédition de retour seront payés par Syneron sauf dans le cas où Syneron détermine que le produit n'est pas défectueux ou n'est plus sous garantie, auquel cas l'emballage et les frais d'expédition seront à la charge de l'acheteur du produit.

Informations du fabricant

L'appareil mē est fabriqué par Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits ou aux spécifications pour améliorer les performances, la fiabilité ou la fabrication. Les informations fournies par Syneron Beauty sont considérées comme exactes et fiables. Cependant, Syneron Beauty n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation. Aucune licence n'est accordée par son implication ou autrement, en vertu des droits de brevet ou d'un brevet de Syneron Beauty. Aucune partie de ce document ne peut être produite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou autre, à toutes fins, sans l'autorisation écrite expresse de Syneron Beauty.

Syneron Beauty détient des brevets et des demandes de brevet, des marques, des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle couvrant le sujet du présent document. La remise de ce document ne donne aucun droit sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, sauf stipulation expresse contraire dans un accord écrit de Syneron Beauty.

Les spécifications ont sujettes à changement sans préavis.


Pour plus d'informations sur le système mē, contactez le service clientèle, sur le site Web www.mepower.com.

Informations du fabricant

Remarque : la conception du système peut changer sans préavis.

Étiquettes et symboles

L'étiquette signalétique est collée sur la base de votre appareil mē. Elle indique le nom et l'adresse du fabricant, le numéro des pièces et de série du système, les spécifications électriques et les normes réglementaires auxquelles doit se conformer le système.



Déchets d'équipements électrique et électronique (DEEE)



Suivre les instructions suivantes



Équipement de classe II



Niveau de protection contre la pièce appliquée de type électrique BF.



Ne pas l'utiliser dans un environnement humide.



Marque de Certification CE

Niveau de protection contre la pénétration de l'eau : IPX1

Ce dispositif n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable, avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Informations du fabricant

Spécifications techniques

- Spectre lumineux : 550 – 1200 nm
- Optique max. : 4J/cm²
- Fréquence d'ondes RF : 6,78 MHz.
- Puissance max. de radiofréquence : 5 watts
- Fréquence de répétition de la lumière pulsée : jusqu'à 1,1 Hz (1 impulsion toute les 0,9 secondes)
- Configuration de prise : R-U., AU, UE, É.-U
- Normes applicables :

Normes de sécurité

- EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9
- IEC 60601-1, 3^e édition
- IEC 60601-1, 2^e édition
- IEC 60601-1-11

Normes EMC

- EN 61000-6-1 : 2007
- EN 61000-6-3 : 2007
- Tension nominale : 100-240 VCA, 50-60 Hz
- Dimensions et poids : 20,5 x 15 x 9 cm [La x Lo x H] 1,17 Kg